

SCHEDA TECNICA ANALITICA			
SUCCO DI ARANCIA ROSSA CONCENTRATO 50° Bx			
Analisi	Concentrato	Ricostituito a 11.2° Bx	Confezionamento <i>Asettico – Conservato – Frozen</i>
Brix rifrattometrico	50 +/- 0,5		in Cisterna prodotto refrigerato in Fusti prodotto surgelato in Fusti prodotto conservato in Fusti confezionamento asettico in Cartoni confezionamento asettico
Brix corretto	51 +/- 0,5		
Acidità anidra (%)	4,5 – 5,5		
Ratio (Brix/Acidità)	9 - 11		
Polpa in centrifuga (%)		2,0 – 5,0	
Antociani		250 – 300 alto colore 80 – 100 basso colore	